



PARA REDUCIR LA FATIGA Y LA CARGA
EN LAS PIERNAS

PLANTILLAS ERGONÓMICAS ARCH & GRIP

Comodidad que impulsa tu día. Camina mejor, siente la diferencia y reduce el cansancio de tus pies y la carga en tus piernas.



El mecanismo Windlass guía el pie hacia un equilibrio ideal y reduce la carga.

Las plantillas de asistencia son útiles en una amplia variedad de situaciones: en la vida diaria, en el trabajo y en el deporte.


El uso de materiales antideslizantes mejora la sensación de integración con el calzado. Los materiales especiales que combinan flexibilidad y soporte proporcionan una sensación de uso cómoda.



PLANTILLAS ERGONÓMICAS ARCH & GRIP




Cuando el equilibrio de los pies, que son la base del cuerpo, se ve alterado, existe la posibilidad de que afecte al equilibrio general del cuerpo, incluyendo rodillas, cintura y cuello.



Al usar las plantillas ergonómicas, el hueso del talón se sostiene y la base del pie se estabiliza.
Aumento de la capacidad de absorción de impactos

¡Distribución de carga con soportes para el arco! ¡Para reducir la carga en tus piernas!




El mecanismo Windlass estabiliza la base del pie y ayuda a potenciar la capacidad natural de absorción de impactos, reduciendo así la fatiga y la carga en los pies y el cuerpo.

Se refiere al fenómeno en el que al elevar los dedos del pie, la fascia plantar se tensa y aumenta la rigidez del pie.

El mecanismo del molinete demuestra la función original del pie y reduce la carga sobre el pie y las piernas.

PLANTILLAS ERGONÓMICAS ARCH & GRIP



Comparado con las plantillas estándar que vienen con los zapatos, la superficie de contacto de la planta del pie aumenta en un 17%. Esto distribuye la carga sobre el pie y ayuda a reducir el esfuerzo.



El soporte flexible que combina flexibilidad y soporte sigue el movimiento del arco de la suela.

Mayor absorción de impactos y mayor estabilidad del pie. Además del mecanismo Windlass, los materiales especiales del soporte flexible aumentan aún más la capacidad de absorción de impactos y la estabilidad del pie.



Se utiliza un material antideslizante con tratamiento antibacteriano y antiolor en la superficie. Funciona perfectamente desde el uso diario hasta el trabajo y el deporte

Como elegir la talla:

M	23.0 cm	~	24.5 cm
L	25.0 cm	~	26.5 cm
LL	27.0 cm	~	28.5 cm

Elige la talla tomando como referencia la talla de tus zapatos. Usa como guía la talla del calzado.

Como ajustar la plantilla:





¡Mejora la capacidad de equilibrio estático!

Aumenta el tiempo de equilibrio sobre un solo pie con los ojos cerrados.

*Segundos de equilibrio sobre un pie con los ojos cerrados (promedio), n=10
Aumento del 40%*

Resultados de verificación de las plantillas “MediAid Assist Insole Arch & Grip”.

Investigación realizada por Nippon Sigmax.

- ➡ *Personas que sintieron más “seguridad” y “estabilidad” en el arco del pie **88.7%***
- ➡ *Personas que sintieron una reducción de la “fatiga” en la planta del pie **87.3%***
- ➡ *Personas que sintieron una reducción de la “pesadez” o “cansancio general” en el cuerpo **73.2%***

Método de cuidado / Instrucciones de mantenimiento



- ➡ **Se puede lavar a mano**
Este producto puede lavarse a mano.
Después del lavado, exprime suavemente sin retorcer y retira el exceso de agua con una toalla.
Sécalo a la sombra.



- ➡ **No usar secadora ni secador de pelo**
No uses secadora ni secador.
Las altas temperaturas pueden deformar el producto y dañarlo.